

CooLifting

innovation - efficacité - résultats - rapidité - qualité - impressionnant



CooLifting

www.coolifting.fr

+33 (0)4 76 93 88 79

The Beauty Gun

5 minutes pour gagner 10 ans

LE CONCEPT

Le pistolet Coolifting envoie sur les tissus faciaux un flux puissant de CO2 à haute pression et basse température, combiné avec une concentration très élevée d'actifs nébulisés. Il s'agit du traitement le plus spectaculaire et rapide jamais vu pour défier le temps.

LE RESULTAT

Le traitement Coolifting produit un effet immédiat (lifting) qui lisse la peau, favorise l'élimination des rides superficielles et la réduction des rides profondes, suivi d'un effet durable de réjuvenation.

L'APPLICATION

Le flux froid de CO2 et les actifs nébulisés combinés avec la haute pression d'application induit:

La vasomotricité paradoxale:

Vasoconstrictions suivies de vasodilatations de la microcirculation sanguine. Les vaisseaux, sous la stimulation froide, se contractent et se dilatent afin de s'opposer à cette action.

Cryophorèse et barophorèse:

Multiplication de l'action des actifs Coolifting exposés au froid et à la pression. La combinaison du froid et de la haute pression appliquée sur la peau provoque une pénétration des actifs Coolifting et une augmentation exponentielle de leurs effets.

Cryo-carboxithérapie:

Le flux de CO2 à haute pression active la micro-circulation sanguine, induit la formation de collagène et d'élastine, puis augmente l'oxygénation des tissus.

Choc thermique:

Stimulation des tissus sous-jacents. Les tissus se trouvent normalement à une température de 36° approximativement. Un apport de froid extrême et soudain, induit une réaction dermique profonde et instantanée.



Effets visibles en une séance: 5 minutes pour gagner 10 ans



Hydratation intense - stimulation du collagène - régénération dermique
amélioration de la texture et de la qualité de la peau

